


Zur Verarbeitung von löslichen Filmen in:

Pharmazeutische Filmstreifen
Nutraceutical Filmstreifen
Atemfrischestreifen




Doyens Maschine zur Herstellung von löslichen Filmstreifen verarbeitet Rollen von wirkstoffhaltiger Folie in transmukosale Wirkstoffträger.

Vorteile

- Verwertet fast 90% des Materials
- Bis zu 1.600 Produkte pro Minute bei achtspurigem Betrieb
- Integriertes Modul für die Verpackung in Kassetten oder Portionspackungen (Siegelrandbeutel)
- Integrierte optische Kontrolle von Produktzustand und Position
- Integrierte Identifizierung des Produkts durch Verpackungsdruck (z.B. Datum / Chargennummer)
- Voll validiert geliefert, entspricht GMP, CE und OSHA
- Optionale Hilfsgeräte zum Zusammentragen von Produkten und Material-Abwicklung erhöhen die Bedienerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit und reduzieren Ausfallzeiten und die Zahl beschädigter Produkte.

Maschine zur Herstellung oraler Filmstreifen

TECHNISCHE DETAILS



Modell	Maschine zur Herstellung oraler Filmstreifen
Spuren	bis zu 8 Spuren
Produktlänge	25mm – 50mm
Produktbreite	9mm – 50mm
Geschwindigkeit	bis zu 200 Produkte / Min.
Bahnrollenspezifikation	Produktfilm: 76mm oder 152mm Kern, 203mm breit, 457mm Durchmesser, 41kg Verpackungsbahn: 76mm Kern, 812mm breit, 11mm Durchmesser, 136kg
Maße (ca.)	L 9140 mm x B 3960 mm x H 2440 mm
Gewicht (unverpackt)	1600kg

Europa
Doyen Medipharm Ltd
 Gateway 11 Business Park, Copper Smith Way,
 Wymondham, Norfolk, NR18 0WY, UK
 Tel: (+44) 01953 600078 - Fax: (+44) 01953 605069
 sales@doyenmedipharm.co.uk

Nord- und Süd-Amerika
Doyen Medipharm LLC
 4030 South Pipkin Road, Suite 102
 Lakeland, Florida 33811, USA
 Tel: (+1) 863-683-6335 - Fax: (+1) 863-683-6857
 salesUS@doyenmedipharm.com

Asien
Doyen Medipharm Ltd
 5008 Jalan Lunas, First Floor, Batu 2 1/2
 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia
 Tel: (+604) 495 1619 - Fax: (+604) 495 1697
 Surren@DoyenMY.com



www.doyenmedipharm.com